



ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Общие требования к проведению теста на титр антител к вирусу бешенства

- 1.1. Анализ проводят не ранее, чем через 30 дней после последней вакцинации против бешенства и не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока действия вакцины.
- 1.2. Животное должно быть чипировано в обязательном порядке и в день чипирования либо позже – вакцинировано против бешенства.
- 1.3. Возраст животного должен быть не менее 4-х месяцев.

2. Требования к пробе

- 2.1. Для получения сыворотки крови животного осуществляют забор венозной крови в сухую чистую пробирку без антикоагулянта в объеме не менее 3 мл.
- 2.2. После забора крови пробирку оставляют при комнатной температуре в течение 30 минут для формирования сгустка крови.
- 2.3. Центрифугируют при 350 g/10 мин, не позднее 60 мин после взятия крови.
- 2.4. После центрифугирования осторожно, не захватывая осадок, отбирают надосадочную жидкость – **сыворотку** крови.
- 2.5. Объем сыворотки крови должен быть **от 0,5 мл до 1 мл**, но не менее.
- 2.6. Сыворотка крови должна быть прозрачной, цвет от светлого до соломенно-желтого, без форменных элементов, не гемолизированная, не мутная и без осадка.
- 2.7. Пробирка должна быть герметично закрыта, промаркирована (указана кличка животного) и опечатана.
- 2.8. К исследованию **НЕ принимается**:
 - Цельная кровь или образцы с примесью форменных элементов крови.
 - Сыворотка крови с сильным гемолизом (темно-красного цвета).
 - Мутная сыворотка крови, с осадком и гнилостным запахом.
 - Сыворотка с признаками хилеза (мутная, белого цвета).

3. Требования к хранению и транспортировке пробы

- 3.1. Хранение сыворотки крови животного в течение не более 2х (двух) суток осуществляется при температуре +2°C...+8°C.
- 3.2. При необходимости хранения более 2 суток – заморозить при темпер. -20°C.
- 3.3. Замороженная при -20°C сыворотка подлежит транспортировке в термосе, термоконтейнере с хладагентами.
- 3.4. Сыворотка крови не должна подвергаться размораживанию.

4. Требования к сопроводительным документам

- 4.1. Направление на исследование (на английском или на английском и русском языках, в напечатанном виде или от руки печатными буквами) с печатью клиники/лаборатории, в которой был отобран биоматериал, и подписью ветеринарного врача.
- 4.2. Копия ветеринарного паспорта животного (общая информация и страница с вакцинацией против бешенства).
- 4.3. Копия загранпаспорта владельца.